

Ultrasonograf **4Vet Slim**

Łatwy w obsłudze • uniwersalny • nowoczesny design

- współpracuje z różnymi sondami
- współpracuje z zestawem OPU
- przenośny / stacjonarny
- zasilanie sieciowe lub wydajne zasilanie bateryjne




4Vet Slim

PRZENOŚNY ULTRASONOGRAF WETERYNARYJNY Z WYMIENNYMI SONdami ELEKTRONICZNYMI



- ekran dotykowy 10,4"
- gotowy do pracy w 25 sek.
- współpracuje z wieloma sondami
- funkcja wzmocnienia igły
- kolorowy Doppler
- nowoczesny design


Precyzyjna diagnostyka zwierząt dzięki wysokiej jakości obrazu




Wolny płyn w jamie brzusznej



Nerka u zdrowego psa



Nadnercze u zdrowego psa



Ścięgna mięśni zginaczy u konia

Czy potrzebujesz czegoś więcej do efektywnego działania?

Ekran	wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, przekątna 10,4"
Tryby obrazowania	B, B+B, 4B, M, B+M, Color Doppler, PDI, PWD
Wymiary zewnętrzne	szer. 26 cm, wys. 25 cm, głęb. 5,5 cm
Masa	2,8 kg (bez akumulatora)
Zarządzanie obrazem	zoom 60 - 300% w skoku co 20%, pełny ekran, zapis obrazków i cine loop (256 klatek)
Presety	zapisane, można stworzyć własne
Skala szarości	256 stopni
Opcje wymiarowania	pakiet standardowy: linijka, siatka, odległość, objętość, pole powierzchni, elipsa, zwężenie; pakiet OB./GYN: tabele wieku dla różnych gatunków zwierząt
Sterowanie funkcjami	panel dotykowy pojemnościowy
Pamięć obrazów i cine loop	100 GB, zapis obrazów i cine loop
Standard przesyłu danych	DICOM 3.0
Ilość portów głowicy	jeden port, automatyczne rozpoznawanie sond
Porty zewnętrzne	2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Display Port
Źródło zasilania	zasilacz sieciowy; pakiet akumulatorów Li-Ion, 14.4V, 10Ah
Czas pracy ciągłej przy zasilaniu bateryjnym	ok 4 godz.
Czas ładowania pakietu	ok 3 godz. (ładowarka typ: 3240 LI)

