




URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Testery ciąży


Wczesne i skuteczne wykrywanie ciąży za pomocą sygnału ultradźwiękowego.



Gatunek	Dni do wykonania testu (od - do)	Optymalny dzień na test
macióra	18 - 75	25 - 30
owca	50 - 100	70
koza	40 - 100	60 - 70

Przenośne ultrasonografy

Pewna i samodzielna diagnostyka obrazowa ciąży.



Animal profi 2

Zaawansowane funkcje pomiarowe, ekran 7" i doskonały obraz.



SonoFarm mini

Najprostszy ultrasonograf, ekran 5", zaledwie 1 kg wagi, szybka wizualizacja badanych obszarów.



- Pomoc w planowaniu reprodukcji
- Potwierdzenie skuteczności inseminacji
- Obserwacja ilości zarodków, rozwoju ciąży i jej prawidłowości
- Selekcja samic ciężarnych i do powtórnego krycia
- Pomoc w odnalezieniu przyczyn niepłodności



zobacz więcej

DRAMIŃSKI S.A.

ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk



89 675 26 00



agri@draminski.com

www.draminski.pl