



Łatwa dezynfekcja
Możliwość mycia pod
bieżącą wodą bez użycia
chemii



ZOBACZ WIĘCEJ



DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, Sząbruk
11-036 Gietrzwałd

+48 89 675 26 00 @ agri@draminski.com

www.draminski.pl

2022/08/25



WYKRYWACZE MASTITIS

NEZBĘDNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE HODOWCY KRÓW, KÓZ I OWIEC

MD4Q2



WYKRYWACZE MASTITIS

Urządzenia niezbędne w codziennej praktyce hodowcy krów, a także kóz i owiec. Ergonomiczne modele wykorzystywane podczas przedzajania strug mleka z każdej ćwiartki, umożliwiają wczesną diagnozę stanu zdrowia wymienia.




Idealne urządzenia do monitorowania stanu zdrowia wymion w procesie higienicznego udoju.

- Umożliwiają wykrycie podklinicznego, bezobjawowego stanu zapalnego wymienia
- Wspierają codzienną profilaktykę mastitis
- Zapobiegają brakowaniu (likwidacji) krów z powodu zapalenia gruczołu mlekowego
- Dostarczają wiedzy na temat kondycji zdrowotnej zwierząt hodowlanych
- Pozwalają na optymalizację wydajności produkcji oraz utrzymanie wysokiej jakości mleka



MD4X4Q2

INTERPRETACJA WYNIKÓW



Tryb podstawowy – do interpretacji danych w momencie badania, pozwala na pomiar i diagnostykę na miejscu.

Tryb zaawansowany – posiada wszystkie funkcje trybu podstawowego oraz aktywuje dodatkowe funkcje urządzenia wraz z możliwością zapisywania wskazań do pamięci i przesyłania ich do komputera w celu ich późniejszej interpretacji.

GŁÓWNE CECHY:

- Wodoszczelność i łatwość dezynfekcji
- Intuicyjne menu
- Duży wyświetlacz LED
- Pamięć na 250 zwierząt i 200 tys. pomiarów z datą i godziną
- Zasilanie bateryjne
- 2 lata gwarancji

DODATKOWE FUNKCJE:

- Zegar czasu rzeczywistego
- Wybór trybu pracy wyświetlacza
- Ustawienie pomiaru (2 lub 4 strzyki)
- Automatyczne wyłączenie
- Wybór wersji językowej

KONSTRUJEMY, PRODUKUJEMY,
SPRZEDAJEMY, SERWISUJEMY



Wybór trybu pracy
Ustawienie funkcji z pozycji menu



Połączenie z komputerem
Aktualizacja oprogramowania i transfer danych