




airScan

Zwiększ swoją skuteczność

Dramiński airScan to **lekki, bezprzewodowy ultrasonograf** do diagnostyki zwierząt gospodarskich.

Dzięki najnowszej technologii **zapewnia doskonałą jakość obrazu.**

Tryb **kolorowego Dopplera** podniesie Twoją efektywność.

Dostępny w dwóch wersjach – z głowicą **rektalną liniową** lub **rektalną convex.**



Zastosowanie

	airScan Rektalny LINIOWY	airScan Rektalny CONVEX
Rozród bydła	+	+
Rozród koni	+	+
Rozród małych przeżuwaczy		+
Przepływ krwi w ciałku żółtym	+	
Płuca	+	+
Ocena kondycji ciała zwierzęcia	+	+
Wymię i strzyk	+	
Wątroba		+
Przewód pokarmowy	+	+
Ścięgna	+	

Główne cechy

- Posiada tryb **kolorowego Dopplera**
- Waży tylko **0,6 kg**
- Krótki czas uruchamiania
- Szybkie i proste połączenie głowicy
- **Do 4,5 godzin pracy** na jednym ładowaniu w Trybie B
- Kompatybilny z systemem Android oraz iOS
- **Nie wymaga subskrypcji**

Tryby obrazowania

- Tryb B
- Tryb B+B
- Tryb Color Doppler
- Tryb Power Doppler

Pomiary

- Siatka
- Odległość
- **Tabela wieku płodu**

Standardowy zestaw zawiera

- **airScan** z głowicą rektalną liniową lub rektalną convex
- Szybki montaż do pasa
- Pas biodrowy
- Ładowarka
- Walizka transportowa


Wymagania sprzętowe

- **iOS**
iOS 11 lub nowszy
iPhone 7 lub nowszy
iPad 3 lub nowszy
- **Android**
Android 7.0 lub nowszy
CPU: Snapdragon 650 lub wyższy
RAM: 4GB lub więcej





Aplikacja Dramiński airScan
Połącz ultrasonograf airScan
z Twoim urządzeniem





ZOBACZ WIĘCEJ

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk

 693 393 113  usgv@draminski.com

Obserwuj nas:    

www.draminski.pl