



iLens

BEZPRZEWODOWE GOGLE

DO PRECYZYJNEJ DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ ZWIERZĄT

iLens

BEZPRZEWODOWE GOGLE



Bezpieczne i wygodne bezprzewodowe okulary do precyzyjnej diagnostyki ultrasonograficznej zwierząt.

Korzyści:

Bezprzewodowa, płynna transmisja obrazu z pełną prędkością odświeżania.

Zawsze wyraźny obraz – zarówno w ciemnych obiektach hodowlanych, jak i w słoneczne dni na zewnątrz.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy ze zwierzętami, dzięki nowoczesnej technologii AR.

Nieograniczone pole widzenia. Pełna kontrola nad otoczeniem podczas badania, jak i przemieszczania się.

Możliwość **pracowania w okularach** korekcyjnych.

Autonomia na cały dzień pracy. **Ponad 12 godzin na jednym naładowaniu** baterii.

iLens to innowacyjne bezprzewodowe okulary zaprojektowane specjalnie dla lekarzy weterynarii. Dzięki zaawansowanej technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR), możesz wykonywać badania ultrasonograficzne z większą swobodą i komfortem. Poznaj nowy standard pracy w terenie.

Możliwość **ładowania w samochodzie** i pracy z powerbankiem*.

Sztywne ogłowie i płynna regulacja obwodu dla **pewnego noszenia na głowie**.

Idealne ustawiony środek ciężkości zapewnia płynność ruchu i **redukuje obciążenie mięśni szyi i głowy**.

Brak kabli gwarantuje **większą swoboda**.

Łatwe parowanie i **łączenie się** z ultrasonografem.

Dedykowana **walizka transportowa** z miejscem na ładowarkę, kabel USB-C, osłonę przeciwsłoneczną i akcesoria.

PRECYZJA, SWOBODA
BEZPIECZEŃSTWO



Specyfikacja:

- Wyświetlacz: przezroczysty
- Rozdzielczość: 854 x 480
- Osłona: przezroczysta, przyciemniana
- Łączność: Wi-Fi 802.11ac
- Złącza: USB-C
- Bateria: 6000 mAh
- Masa: 465 g



Gogle iLens są kompatybilne z wybranymi ultrasonografami, zapytaj o szczegóły.

Elementy:

- 1 Gogle iLens
- 2 Walizka transportowa
- 3 Jasna osłona ekranów
- 4 Ciemna osłona ekranów
- 5 Kabel USB C
- 6 Ładowarka USB
- 7 Powerbank *



*Powerbank nie wchodzi w skład zestawu. Jest dostępny jako dodatkowa opcja.






ZOBACZ WIĘCEJ

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk

 89 675 26 00

 usgv@draminski.com

Obserwuj nas:    

www.draminski.pl