

Zwiększ efektywność swojej pracy dwukrotnie

XCUBE i9



ALPION
MEDICAL SYSTEMS

Sprawdzone rozwiązania **PREMIUM** – teraz dopasowane do weterynarii

USG dla małych zwierząt:

☎ 604 114 114 @ dariusz.lachowicz@draminski.com

USG dla dużych zwierząt:

☎ 693 393 113 @ slawomird@draminski.com

Zwiększ efektywność swojej pracy dwukrotnie

X-CUBE i9

Ultrasonograf **Alpion X-CUBE i9** oferuje bezkompromisową wydajność i mobilność. Dzięki doskonałej jakości obrazu oraz zaawansowanym funkcjom, zapewnia specjalistom weterynarii diagnostykę na najwyższym poziomie.

Co nas wyróżnia?

Poznaj wybrane cechy nowej linii ultrasonografów dedykowanych weterynarii:

- **Konfiguracja dopasowana do Twoich potrzeb**
wybierasz rozwiązania pod swój profil pracy
- **Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny w dowolnym momencie**
sprzęt rośnie razem z Twoją praktyką
- **Wzmocnione czoło głowicy liniowej**
większa odporność w intensywnym użytkowaniu
- **2 aktywne porty głowic**
szybka zmiana głowic bez przepinania i przestojów

Opcje dodatkowe

- **X+ MicroView** | czuły Doppler mikronaczyniowy do obrazowania bardzo drobnych przepływów
- **X+ Compare** | monitorowanie dynamiki zmian z różnych badań tego samego pacjenta
- **X+ Assistant** | protokoły badań wspierające powtarzalność i standaryzację
- **Elastografia** | dodatkowa ocena właściwości tkanek
- **Gwarancja do 5 lat** (możliwość wydłużenia ochrony serwisowej) | standard – 2 lata gwarancji

Głowice

- SC1-7H** | szerokopasmowa głowica convex (1-7 MHz), 192 elementy, technologia X+ Crystal Signature
- SC2-11H** | szerokopasmowa głowica mikroconvex (2-11 MHz), 192 elementy, technologia X+ Crystal Signature
- SL3-19H** | szerokopasmowa głowica liniowa monokryształowa (3-19 MHz), 40 mm, 192 elementy
- L10-25H** | szerokopasmowa głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa (10-25 MHz), stopa 25 mm, 192 elementy
- MP1-5X** | wielowarstwowa głowica phased array (1-5 MHz), technologia X+ Crystal Signature
- SP3-8T** | głowica phased array monokryształowa (3-8 MHz)

