



 **LELTEK**

Wodoodporne i lekkie głowice bezprzewodowe

USG dla małych zwierząt:

☎ 604 114 114 @ dariusz.lachowicz@draminski.com

USG dla dużych zwierząt:

☎ 693 393 113 @ slawomird@draminski.com

Wodoodporne i lekkie, bezprzewodowe głowice
do diagnostyki małych i dużych zwierząt

Co nas wyróżnia

- 2 godziny pracy na baterii z obsługą szybkiego ładowania (Quick-Charge)
- Ultralekka konstrukcja oraz wodoodporność IP67 dla zwiększonej ochrony
- USG w aplikacji bez dodatkowej subskrypcji
- Możliwość dostosowania ponad 30 parametrów obrazowania do własnych preferencji
- Presety ułatwiające szybki start lub możliwość tworzenia własnych presetów

Cechy

- Doppler - CF, PW*
- Stacja ładująca USB-C
- Intuicyjne oprogramowanie i presety weterynaryjne
- Połączenie z aplikacją na platformach Android i iOS

*opcja



Dual (liniowa + convex)

Głowice

- **Liniowa** | 4.2 – 12.5 MHz
- **Convex** | 2.0 – 5.0 MHz
- **Microconvex** | 3.6 – 8.5 MHz
- **DUAL** | Convex - 2.0 – 5.0 MHz
| Liniowa - 4.2 - 12.5 MHz



Liniowa

Convex

Microconvex