





iScan 3

Wszechstronny i nowoczesny

iScan 3

PRZENOŚNY ULTRASONOGRAF



KOLOROWY DOPPLER

Tryb obrazowania z wykorzystaniem kolorowego Dopplera pozwala na diagnostykę aktywności ciała żółtego w okresie 18-20 dni po inseminacji. Dzięki temu można zidentyfikować krowy, u których nie doszło do zapłodnienia, jeszcze przed wystąpieniem kolejnej rui. Błyskawiczne włączanie i zoptymalizowane ustawienia zapewniają komfort pracy i użyteczność.

BEZPRZEWODOWY TRANSFER OBRAZU

Wbudowany moduł WiFi umożliwia bezprzewodowy transfer obrazu ultrasonograficznego do tabletów, telefonów oraz gogli iLens. Właściciele zwierząt lub studenci mogą oglądać obraz na żywo w bezpiecznej odległości, co zwiększa dostępność i wygodę.

JESZCZE LEPSZA ERGONOMIA

Najważniejsze funkcje są dostępne z poziomu klawiatury. Dedykowane skróty klawiszowe przyspieszają pracę, a ostatnio używane pomiary ustawiają się jako domyślne. Możliwość personalizacji opisów pozwala na ustawienie ich w dogodnej kolejności.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Stale rozwijana gama kompatybilnych głowic zapewnia elastyczność w podejściu do pacjenta. iScan 3 ma zastosowanie w:

- badaniu układu rozrodczego
- diagnostyce ukrwienia ciała żółtego
- diagnozowaniu i monitorowaniu ciąży
- określaniu żywotności i płci płodu
- badaniu płuc, przewodu pokarmowego, wymion oraz układu ruchu zwierząt

Specjalna prowadnica umożliwia także wykonanie procedury OPU



iScan 3



Twoje narzędzie do zaawansowanej diagnostyki weterynaryjnej

ZDJĘCIA DIAGNOSTYCZNE

iScan 3

Wymiary: 27 x 18 x 7 cm

Masa: 2,6 kg z głowicą i akumulatorem



Ostona gniazda głowicy



Czas pracy ciągłej na pełnym naładowaniu do 4 godz.

W zestawie:

- Ultrasonograf przenośny **iScan 3**
- Głowica USG do wyboru*
- Akumulator
- Ładowarka akumulatora
- Paski do noszenia
- Skrzynia transportowa
- Podręcznik użytkownika (USB)

* Wybierz rodzaj głowicy przed zakupem

Elektroniczne, szerokopasmowe, wymienne:

- 156 – Convex 5,0 MHz R50
- 181/A – Microconvex 6,5 MHz R11
- 196 – Liniowa abdominalna 8,0 MHz L40
- 212 – Rektalna convex 5,0 MHz R60
- 223 – Rektalna liniowa 7,0 MHz L60





ZOBACZ WIĘCEJ

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk



693 393 113



usgvvet@draminski.com

Obserwuj nas:



www.draminski.pl