

DRAMIŃSKI *iScan*

ULTRASONOGRAF STWORZONY DLA LEKARZY PRACUJĄCYCH W EKSTREMALNYCH WARUNKACH TERENOWYCH

- obraz doskonały
- współpracuje z elektroniczną sondą liniową przymocowaną na stałe
- bardzo lekki i przenośny
- posiada bardzo wydajną baterię
- błyskawicznie gotowy do pracy
- wodoodporny

dostępny również

Z GOGLAMI



DRAMIŃSKI *iScan*

ULTRASONOGRAF STWORZONY DLA LEKARZY PRACUJĄCYCH
W EKSTREMALNYCH WARUNKACH TERENOWYCH



- ▶ It has perfect image quality guaranteeing precision and reliability in testing cows and mares.
- ▶ It operates with a fixed electronic linear probe.
- ▶ It is small, light and portable, which guarantees comfort of operation.
- ▶ It has extremely efficient batteries enabling 5 hours of continuous work.
- ▶ Once taken out of the case, it is ready to work immediately.
- ▶ It is waterproof, it can be easily washed under a running tap.

NOTE: the device is also available for left-handed people.



PRZENOŚNY ULTRASONOGRAF DO PRACY W TERENIE

Wyposażenie standardowe:

ultrasonograf z dołączoną sondą liniową, bateria zewnętrzna, ładowarka do baterii, kabel USB, pasek, walizka transportowa, oprogramowanie pozwalające na transmisję obrazów do PC, instrukcja obsługi.



Wyposażenie opcjonalne:

żel ultrasonograficzny (250 ml), osłona przeciwsłoneczna, nakładka żelowa do badania ścięgien i gałki ocznej u koni, dodatkowa bateria.

Dane techniczne:

- Wymiary: 17.0 x 17.0 x 6.0 cm
- Ciężar: 1720 g z sondą
- ekran LCD 5" z podświetleniem LED

Obrazowanie:


- B, B+B, B+M,
- powiększenie 100 – 160%,
- zamrożenie obrazu,
- regulacja: gain, gamma, frequency, focus.

Sondy:

- liniowa endorektalna 4 – 9 MHz, głębokość penetracji do 12 cm

Funkcje:

- save images and cine loop with description and date to the hard disc,
- transmission of images and cine loop to PC,
- measuring (distance, surface, volume, fetal biometry charts),
- regulation of scanning range,
- presets.



Krowa – jajnik



Jałówka – 28. dzień ciąży