

iScan

ULTRASONOGRAF STWORZONY DLA LEKARZY PRACUJĄCYCH W EKSTREMALNYCH WARUNKACH TERENOWYCH

- obraz doskonały
- współpracuje z elektroniczną sondą liniową przymocowaną na stałe
- błyskawicznie gotowy do pracy
- posiada bardzo wydajną baterię
- bardzo lekki i przenośny
- wodoodporny

DOSTĘPNY
Z GOGLAM!



DRAMIŃSKI *iScan*

ULTRASONOGRAF STWORZONY DLA LEKARZY PRACUJĄCYCH W EKSTREMALNYCH WARUNKACH TERENOWYCH



- Oferuje doskonałą jakość obrazu, gwarantując precyzję i niezawodność podczas badania krów i klaczy.
- tWspółpracuje ze stałą, elektroniczną sondą liniową.
- Jest mały, lekki i przenośny, co zapewnia komfort użytkowania.
- Wyposażony jest w niezwykle wydajne akumulatory, umożliwiające 5 godzin ciągłej pracy.
- Po wyjęciu z walizki jest natychmiast gotowy do pracy.
- Jest wodoodporny – można go łatwo umyć pod bieżącą wodą.

UWAGA: urządzenie dostępne jest również w wersji dla osób leworęcznych.



PRZENOŚNY ULTRASONOGRAF DO PRACY W TERENIE

Wyposażenie standardowe:

ultrasonograf z dołączoną sondą liniową, bateria zewnętrzna, ładowarka do baterii, kabel USB, pasek, walizka transportowa, oprogramowanie pozwalające na transmisję obrazów do PC, instrukcja obsługi.



Wyposażenie opcjonalne:

żel ultrasonograficzny (250 ml), osłona przeciwsłoneczna, nakładka żelowa do badania ścięgna i gałki ocznej u koni, dodatkowa bateria.

Dane techniczne:

- Wymiary: 17.0 x 17.0 x 6.0 cm
- Ciężar: 1720 g z sondą
- ekran LCD 5" z podświetleniem LED

Obrazowanie:

- B, B+B, B+M,
- powiększenie 100 – 160%,
- zamrożenie obrazu,
- regulacja: gain, gamma, frequency, focus.

Sondy:

- liniowa endorektalna 4 – 9 MHz, głębokość penetracji do 12 cm

Funkcje:

- zapisywanie obrazów i sekwencji wideo (cine loop) wraz z opisem i datą na dysku twardym,
- przesyłanie obrazów i sekwencji wideo do komputera PC,
- pomiary (odległość, powierzchnia, objętość, wykresy biometrii płodu),
- regulacja zakresu skanowania,
- ustawienia wstępne (presety).



Krowa – jajnik



Jałówka – 28. dzień ciąży