



ZOBACZ WIĘCEJ

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk

☎ 693 393 113 @ usgvvet@draminski.com

Obserwuj nas:    www.draminski.pl

iScan 2 *plus*

Sprawdzona jakość
 WYŻSZY POZIOM

iScan 2 plus

Więcej tego, co cenisz!

Udoskonalony przez doświadczenie tysięcy użytkowników.
Bo bardzo dobry może być jeszcze lepszy.



KONFIGURACJA IDEALNA DLA TWOJEJ PRAKTYKI


iScan 2 plus sprawdza się doskonale w:

- diagnostyce układu rozrodczego
- ocenie ukrwienia ciątka żółtego
- potwierdzaniu i monitorowaniu ciąży
- określaniu żywotności i płci płodu
- badaniu płuc
- diagnostyce układu pokarmowego
- określaniu kondycji ciała zwierzęcia

PEWNA DIAGNOZA Z WYKORZYSTANIEM DOPPLERA

Tryb kolorowego Dopplera pozwala precyzyjnie śledzić rozwój ciąży oraz ocenić stan płodu.

Dzięki ocenie aktywności ciątka żółtego możliwe jest wdrożenie programu resynchronizacji już po 20 dniach od inseminacji. Pozwala to w dużej mierze ograniczyć wykorzystanie hormonów w stadzie oraz skrócić okres międzyciążowy.



Ciąża 2 miesiące z Dopplerem

TRWAŁOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ W DETALACH

Twardy, **matowy wyświetlacz** eliminuje refleksy i zapewnia doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu, a w połączeniu z nowym przetwarzaniem obrazu gwarantuje jeszcze wyraźniejsze odwzorowanie struktur.


Ulepszona klawiatura z bezpośrednim przyciskiem uruchamiania trybu Dopplera umożliwia szybką obsługę bez odrywania wzroku od obrazu.

Całość zachowuje wysoki **stopień ochrony IP65**, gwarantujący odporność na kurz, wilgoć i intensywne użytkowanie w terenie.


PEŁNA SWOBODA PRZESYŁU OBRAZU

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia bezprzewodową transmisję obrazu w czasie rzeczywistym do tabletów, smartfonów i **gogli AR iLens**, co pozwala na wygodne śledzenie badań z bezpiecznej odległości.

Dodatkowo, dzięki gniazdu **USB-C z obsługą DisplayPort Alternate Mode**, obraz można wyświetlać w okularach VR i na monitorach. Bez względu na warunki pracy – w terenie czy w klinice – masz zawsze pewne, stabilne połączenie i najwyższą jakość obrazu.



- Wymiary: 22,0 x 16,5 x 6,7 (cm)
- Masa: 2,3 kg z akumulatorem
- Wodoodporność klasy **IP65**



Do wyboru w zależności od potrzeb:

główica **rektalna liniowa** główica **rektalna convex**



Dodatkowe zastosowanie:

Rozród małych przeżuwaczy		✓
Wymię i strzyk	✓	
Wątroba		✓
Ścięgna	✓	



Gniazdo **USB-C** do transmisji danych z obsługą **DP Alt Mode**

Zestaw zawiera:

- Ultrasonograf przenośny **iScan 2 plus** z głowicą rektalną liniową lub rektalną convex - do wyboru
- Akumulator
- Ładowarkę do akumulatora
- Paski nośne na szyję oraz pasek biodrowy
- Instrukcję obsługi (pamięć flash USB)
- Walizkę transportową



Aplikacja Dрамиński iScan
Połącz ultrasonograf iScan2 plus z Twoim urządzeniem.



POBIERZ Z
Google Play



Pobierz w
App Store